

# 在宅使用が想定される人工呼吸器と携帯電話端末との推奨離隔距離

2020年8月現在

メーカー	機種		推奨離隔距離(m)
フィリップス	トリロジー シリーズ		1.2
	トリロジーEvo シリーズ		0.3
	BiPAP A40		0.4
	BiPAP autoSV, Auto		1.2
	ドリームステーション		0.3
コヴィディエン (メトロニック)	PB560, PB520		2.3
	HT70プラス		2.3
カフベンテック	VOCSNシリーズ		1.0
パシフィックメディコ	LTV		1.15
チェスト	Vivo45		0.3
ルーベンシュタイン (フクダライフテック)	クリーンエア prisma VENT		0.3
レスメド (フクダライフテック) (帝人)	クリーンエアASTRAL		0.3
	Stellar, NIPネーサルV, VALIA		1.17
	AirCurve 10 CS-A		0.3
	オートセット CS-A, ASV-A		0.3